



MEDICAL CURTAINS DATASHEET

بطاقة مواصفات الستائر الطبية (Medical Curtains)

ت — مضادة للبكتيريا، مقاومة للحريق، مصممة وفق متطلبات النظافة والسلامة الصحية، بشهادات SGS مستقلة.

صحي وسهل التعقيم

HYGIENIC

سطح مناسب للبيئات الصحية والتعقيم المتكرر.

مقاوم للحريق

FIRE RETARDANT

اجتياز اختبار الحريق BS 5867-2 Type A.

مضاد للبكتيريا

ANTIBACTERIAL

تخفيض للبكتيريا حتى 99.9% بشهادة SGS.

المواصفات العامة

الخاصية	القيمة	المرجع
نوع المادة	قماش (Fabric)	—
وزن القماش	230 g/m ²	SGS
الاستخدام	ستائر فصل للمستشفيات	—
التركيب	شبكة علوية + خطاطيف	—

شهادة (SGS · AATCC 100-2012)

نوع البكتيريا	نسبة التخفيض	المعيار
Staphylococcus aureus	99.8%	ATCC 6538
Klebsiella pneumoniae	> 99.9%	ATCC 4352
Pseudomonas aeruginosa	> 99.9%	ATCC 9027

www.ecoboards-me.com

+966 53 996 6920 · info@ecoboards-me.com



شهادة (SGS)

الخاصية	القيمة	المعيار
اختبار قابلية الاشتعال	اجتياز (Pass)	BS 5867-2 Type A
طريقة الاختبار	إشعال سطحي	BS EN ISO 6941
منانة بعد الغسيل	مطابق (Yes)	BS 5867-2

المميزات الرئيسية

الميزة	الوصف
مضاد للبكتيريا	تخفيض حتى 99.9% بشهادة SGS
مقاوم للحريق	اجتياز BS 5867-2 Type A
سهل التعقيم	مناسب للتنظيف والتعقيم المتكرر
خامات متنوعة	ألوان وخامات عالية الجودة
شهادة منشأ	مستورد رسمياً بشهادة منشأ موثقة

☆ لماذا الستائر الطبية المضادة للبكتيريا؟

ستائر الفصل تلامس أيدي الطاقم والمرضى باستمرار — مصدر رئيسي للعدوى.

الخاصية المضادة للبكتيريا تقلّل انتقال العدوى بين الأسرّة.

مقاومة الحريق شرط أساسي في اشتراطات الدفاع المدني للمستشفيات.

مثبتة بشهادات SGS مستقلة — لا ادعاءات غير موثقة.

نقاط مهمة عند اختيار الستائر الطبية

تأكد من وجود شهادة مقاومة حريق سارية (اشتراط دفاع مدني).

اختر «قمائشًا يتحمّل الغسيل والتعقيم المتكرر بلا فقدان الخاصية.

ص على نظام تعليق (سكك وخطاطيف) مقاوم للصدأ.

احتفظ بشهادات SGS للرجوع إليها عند طلب الاستشاري.

أين تُستخدم الستائر الطبية؟

غرف العرضى وأقسام التنويم (فصل الأسرة).

أقسام الطوارئ والعناية المركّزة.

العيادات الخارجية ومراكز الفحص.

دور الرعاية والمراكز الصحية.

www.ecoboards-me.com

جدة — حي العزيزية — عمارة بآبدر بلازا، الطابق الخامس · info@ecoboards-me.com · +966 53 996 6920

تلقى تقارير SGS المستقلة للعيّنات المختبرة. تُعتمد المواصفة النهائية حسب الخامة والدفعة المؤرّدة.